

|| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОБЕЗРОЖИВАНИЮ
Art. 47017

БЕСПРОВОДНАЯ
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
АККУМУЛЯТОРОВ (100 МИН)

TERRA



► Удерживайте пламя на расстоянии примерно от 10 до 20 см, рисуя в воздухе «восьмерку», в течение 2-4 секунд.

НЕ ПРИЧИНЯЮЩЕЕ БОЛИ
«ХОЛОДНОЕ ПЛАМЯ»
БЕЗОПАСНОСТЬ
для ЖИВОТНОВОДА
(длинная горелка)
УДАЛЕНИЕ ШЕРСТИ МЕНЕЕ
ЧЕМ ЗА 4 СЕК
ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО МОЛОКА
СОВМЕСТИМ С БАЛЛОНАМИ
КОМПАКТНОГО И БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА

|| КАК ОБЕЗРОЖИВАТЬ

КОГДА ОБЕЗРОЖИВАТЬ
► Рекомендуется как можно ранее проводить обезроживание: в возрасте до 4 недель для телят и в возрасте до 2 недель для козлят.

ДО
► Обездвижить животное для качественного прижигания в удерживающей клетке.
► Состричь волосы вокруг роговых бугорков перед прижиганием, чтобы
- увидеть расположение будущих роговых бугорков,
- избежать попадания в рану волос-источника инфекции,
- оценить качество прижигания.



ВО ВРЕМЯ
► Прижать насадку роговыжигателя к роговому бугорку, чтобы прижечь кровеносные сосуды и тем самым остановить развитие бугорка.
► Не вырывать роговой бугорок, чтобы ограничить потенциальную область инфекции. Он высохнет и отпадет сам.


ПОСЛЕ
► Осмотреть круг прижигания.
► Вокруг рогового бугорка должна появиться борозда глубиной 5 мм. Не должно остаться точек соприкосновения между кожей и роговым бугорком.
► Нанести дезинфицирующий спрей-репеллент.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Сделать инъекцию транквилизатора или (лучше) прибегнуть к местной анестезии рогового нерва для обеспечения комфорта как животного, так и фермера.
Использовать противовоспалительный препарат длительного действия, чтобы уменьшить вредные последствия обезроживания: отказ от кормовой решетки, потеря аппетита, замкнутость.
Следует избегать совмещения обезроживания и лечения (вакцинации) или нового режима питания.

Печать дистрибьютора

ЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ DUOCLEAN

Рекомендуется наносить после обезроживания
ДЕЗИНФИЦИРУЕТ
УМЕНЬШАЕТ БОЛЬ
ОКАЗЫВАЕТ ОХЛАЖДАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА РАНУ



GUILBERT EXPRESS
33 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny – F-94127 Fontenay-Sous-Bois CEDEX
www.farming.express - info@farming.express

|| УХОД ЗА ЖИВОТНЫМИ

РОГОВЫЖИГАТЕЛИ/ АППАРАТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОСКОВ С ВЫМЕНИ



|| ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОСКОВ С ВЫМЕНИ



Гигиена вымени перед дойкой предотвращает появление:
возбудителей болезней, бактерий, мастита, способствует экономии времени.

Вот уже в течение 15 лет Express предлагает решение TERRA, портативный аппарат для удаления волосков с вымени!

ГИГИЕНА
БЕЗОПАСНОСТЬ
ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ
ЖИВОТНЫХ




Kaseber - Shutterstock. Ноябрь 2018 - Guilbert Express SAS с уставным капиталом 630000 € - Торговый реестр Крепез 572 055 812 - Фотографии не являются публичной

ВЫБЕРИТЕ РОГОВЫЖИГАТЕЛЬ EXPRESS FARMING, КОТОРЫЙ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ!

|| ГАЗОВЫЕ РОГОВЫЖИГАТЕЛЬ

ARKOS



3 мин

Прижигание



Автономная работа:
2 часа.



УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
БЕСПРОВОДНОЙ / АВТОНОМНЫЙ
СО ВСТРОЕННЫМ ПЬЕЗОПОДЖИГОМ
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ
ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ




14020
Ø 17 мм и 19 мм



14015
Ø 15 мм

DAOS



3 мин

Прижигание



14020
Ø 17 мм и 19 мм



14015
Ø 15 мм




16411

ЛЕГКИЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ
СОВМЕСТИМЫЙ С БАЛЛОНАМИ
КОМПАКТНОГО И БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА

|| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РОГОВЫЖИГАТЕЛЬ

COSMOS



0 сек

Прижигание



Ø 14 мм



Аккумулятор

x 40



Ø 16 мм



Аккумулятор

x 40

МГНОВЕННЫЕ НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОСТАНОВКА
ЦИКЛА ОБЕЗРОЖИВАНИЯ (10'')
ОТ АККУМУЛЯТОРА / ЭЛЕКТРОСЕТИ

|| СТАНОК ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТЕЛЯТ

СТАНОК ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТЕЛЯТ Арт. 47009

- Для надежного удержания телят младше 6 недель.
- Ее можно перевозить в небольшом фургоне без предварительного демонтажа.
- Она полностью оцинкована, что гарантирует длительный срок службы.
- 1 лоток для размещения спрея, роговыжигателя и машинки для стрижки.
- Регулируемое удерживающее кольцо: нет риска удушья.
- Передняя дверь, открывающаяся на 180°.
- Регулируемая система упора.
- Большие надувные колеса для удобной транспортировки.
- Противоскользящий рельефный коврик для пола.
- Вес 66,5 кг.
- Общие размеры: 1350 x 1350 x 340 мм.



|| СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ СТАНОК ДЛЯ КОЗЛЯТ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ СТАНОК ДЛЯ КОЗЛЯТ Арт. 47008

- Может быть установлена на ограждении любого типа.
- Очень простой монтаж.
- Удобная в работе.
- Оптимальное удержание головы.
- Саморегулируемая в зависимости от головы козленка.
- Можно менять правую и левую части.
- Тело животного удерживается полностью.
- Эргономичная.
- Оборудована лотком для размещения оборудования (машинки для стрижки, роговыжигателя, спрея).
- Вес: 4,5 кг.
- Размеры установленной клетки: 51 x Ш 44 x В 31 см.

